

AEROLIZER®

1 TECHNIEK

- 1 Verwijder de beschermkap.
- 2 Houd de Aërolizer® rechtop. Draai het mondstuk in de richting van de pijl, terwijl u het onderste deel van de inhalator vasthoudt.
- 3 Neem een capsule uit de verpakking en plaats deze in de daartoe voorziene opening.
- 4 Draai het mondstuk terug dicht (in de richting van de pijl).
- 5 Houd de Aërolizer® rechtop en druk beide blauwe knoppen volledig en gelijktijdig in. De capsule wordt doorprikt.



- 6 Neem een rechtzittende houding aan.
- 7 Adem rustig en volledig uit (nooit uitademen in de inhalator).
- 8 Neem het mondstuk in de mond (tussen de tanden) en omsluit het goed met de lippen.
- 9 Buig het hoofd licht achterover.
- 10 Adem snel en diep in. U hoort de capsule trillen.
- 11 Houd de adem 5 à 10 seconden in en neem ondertussen de inhalator uit de mond.
- 12 Adem rustig uit door de mond.
- 13 Herhaal stap 7 tot 12 om de capsule volledig leeg te maken.
- 14 Open het mondstuk en verwijder de lege capsule. Draai het mondstuk terug dicht en plaats de beschermkap terug.
- 15 Spoel de mond met water (niet inslikken).



2 AANBEVELINGEN

- Werp het inhalatietoestel weg als de verpakking leeg is. Bij elke nieuwe verpakking is een gratis Aërolizer® ingesloten.
- Bewaar de Aërolizer® en de verpakking op een droge en koele plaats.
- Adem nooit uit in de Aërolizer®.