



HANDIHALER®

1 TECHNIEK

- 1 Open de beschermkap.



- 2 Open het mondstuk.



- 3 Neem een capsule uit de verpakking en plaats deze in de daartoe voorziene opening.



- 4 Sluit het mondstuk. Laat de beschermkap open.



- 5 Houd de Handihaler® rechtop en druk de groene knop volledig in. De capsule wordt doorprikt.

- 6 Neem een rechtzittende houding aan.
- 7 Adem rustig en volledig uit (nooit uitademen in de inhalator).

- 8 Neem het mondstuk in de mond (tussen de tanden) en omsluit het goed met de lippen.

- 9 Buig het hoofd licht achterover.

- 10 Adem snel en diep in. U hoort de capsule trillen.



- 11 Houd de adem 5 à 10 seconden in en neem ondertussen de inhalator uit de mond.

- 12 Adem rustig uit door de mond.

- 13 Herhaal stap 7 tot 12. De capsule is dan volledig leeg.



- 14 Open het mondstuk en verwijder de lege capsule. Klap het mondstuk EN de beschermkap dicht.

- 15 Spoel de mond met water (niet inslikken).

2 AANBEVELINGEN

- Werp het inhalatietoestel weg als de verpakking leeg is. Bij elke nieuwe verpakking is een gratis Handihaler® ingesloten.
- Bewaar de Handihaler® en de verpakking op een droge en koele plaats.
- Adem nooit uit in de Handihaler®.