



EASYHALER

1 TECHNIEK

- 1 Ga rechtop zitten.
- 2 Neem de Easyhaler® uit de beschermdoos.
- 3 Hou de Easyhaler® rechtop stevig vast en schud hem enkele malen krachtig.
- 4 Verwijder de beschermdop van het mondstuk.
- 5 Blijf de Easyhaler® rechtop houden. Druk de drukknop bovenaan volledig in: u hoort een 'klik' en laat dan de drukknop terug los. De Easyhaler® is geladen. De medicatie staat nu klaar voor gebruik.
- 6 Blijf de Easyhaler® rechtop houden.
- 7 Adem rustig en bijna volledig uit (nooit uitademen in de inhalator).
- 8 Neem het mondstuk in de mond (tussen de tanden) en omsluit het goed met de lippen. Zorg dat uw hand het luchtroostertje bovenaan niet afsluit.
- 9 Buig het hoofd licht achterover.
- 10 Adem snel en diep in, zodat de medicatie vrijkomt. Blijf daarna volledig verder inademen.
- 11 Hou de adem 5 à 10 seconden in en neem ondertussen de Easyhaler® uit de mond.
- 12 Adem rustig uit langs de mond (nooit uitademen in de inhalator).
- 13 Als u meerdere dosissen moet nemen: herhaal stap 3 tot en met 11.
- 14 Plaats de beschermdop terug op het mondstuk en plaats de inhalator in de beschermdoos.
- 15 Spoel de mond met water (niet inslikken).



2 AANBEVELINGEN

- Bewaar de Easyhaler® op een droge en koele plaats.
- Adem nooit uit in de Easyhaler®.
- De Easyhaler® is leeg als de dosisteller op nul staat. Controleer dit tijdig.