



## GENUAIR®

### 1 TECHNIEK

1. Ga rechtop zitten.
2. Neem de beschermdop van het mondstuk door aan weerszijden op de pijltjes te duwen.
3. Hou de Genuair® horizontaal. Druk de drukknop volledig in en laat los.  
  
U hoort een klik en de kleur van het controlevenster verandert van rood naar groen.  
  
De Genuair® is nu klaar voor gebruik.
4. Blijf de Genuair® horizontaal houden.
5. Adem rustig en volledig uit (nooit uitademen in de inhalator).
6. Neem het mondstuk in de mond (tussen de tanden) en omsluit het goed met de lippen.
7. Buig het hoofd licht achterover.
8. Adem snel en diep in, zodat u een 'klik' hoort die aangeeft dat de dosis vrijkomt. Blijf daarna verder en volledig inademen. Bij correcte inhalatie verandert de kleur van het controlevenster van groen naar rood. Inhaleer opnieuw krachtig indien het venster op groen is blijven staan.
9. Hou de adem 5 à 10 seconden in (of zolang als comfortabel is) en neem ondertussen de Genuair® uit de mond.
10. Adem rustig uit door de mond (nooit uitademen in de inhalator).
11. Als u meerdere dosissen moet nemen:  
herhaal stap 3 t/m 10.
12. Plaats de beschermdop terug op het mondstuk.
13. Spoel de mond met water (niet inslikken).



## 2. AANBEVELINGEN

- Bewaar de Genuair® op een droge en koele plaats.
- Adem nooit uit in de Genuair®.
- De Genuair® is leeg als de dosisteller op nul staat. Controleer dit tijdig.
- Wanneer de laatste dosis werd klaargemaakt voor inhalatie, zal de drukknop niet terug naar boven komen en geblokkeerd blijven. U kan de laatste dosis dan nog inademen.