



TURBOHALER®

1 TECHNIEK

- 1 Neem een rechtzittende houding aan.
- 2 Verwijder de beschermkap.
- 3 Houd de Turbohaler® rechtop.
- 4 Laad de Turbohaler® éénmaal: draai het gekartelde wielje onderaan helemaal rechtsom en draai vervolgens het wielje terug tot u de “klik” hoort. De dosis staat nu klaar.
- 5 Adem rustig en volledig uit (nooit uitademen in de inhalator).
- 6 Neem het mondstuk in de mond (tussen de tanden) en omsluit het goed met de lippen.
- 7 Buig het hoofd licht achterover.
- 8 Adem snel en diep in.
- 9 Houd de adem 5 à 10 seconden in en neem ondertussen de inhalator uit de mond.
- 10 Adem rustig uit door de mond.
- 11 Indien u meerdere dosissen moet nemen: herhaal stap 3 tot 10.
- 12 Plaats na gebruik de beschermkap terug op de Turbohaler®.
- 13 Spoel de mond met water (niet inslikken).



2 AANBEVELINGEN

- Bewaar de Turbohaler® op een droge en koele plaats.
- Adem nooit uit in de Turbohaler®.
- De Turbohaler® is leeg als het venstertje volledig rood is of als de dosisteller op nul staat.