




DOSISAEROSOL

1 TECHNIEK

- 1 Neem een rechthoudende houding aan.
- 2 Neem de dop van het mondstuk.
- 3 Schud de dosisaërosol krachtig gedurende enkele seconden.
- 4 Adem rustig en volledig uit (nooit uitademen in de inhalator).
- 5 Neem het mondstuk in de mond (tussen de tanden) en omsluit het goed met de lippen.
- 6 Buig het hoofd licht achterover.
- 7 Begin **langzaam en diep** in te ademen en druk op hetzelfde moment de dosisaërosol in. Blijf daarna verder inademen.
- 8 Houd de adem 5 à 10 seconden in en neem ondertussen de inhalator uit de mond.
- 9 Adem rustig uit door de mond.
- 10 Indien u meerdere dosissen moet nemen: herhaal stap 3 tot 9.
- 11 Plaats de dop terug op het mondstuk.
- 12 Spoel de mond met water (niet inslikken).



2 AANBEVELINGEN

- Als dit een nieuw apparaat is of als het gedurende twee weken of meer niet gebruikt werd, verstuif dan eerst twee dosissen in de lucht.
- Bewaar de dosisaërosol op een droge en koele plaats.
- Adem nooit uit in de dosisaërosol.
- De dosisaërosol is leeg indien er zichtbaar niets meer vrijkomt bij het verstuiven in de lucht of tegen een spiegel.