



RESPIMAT

1 EERSTE GEBRUIK

Als dit een nieuw apparaat is, moet u het voor gebruik eerst klaarmaken door het patroon in de Respimat® te plaatsen.

- 1 Hou de beschermkap gesloten.

- 2 Neem het toestel uit elkaar door de veiligheidsknop aan de zijkant in het midden in te drukken en de doorzichtige onderzijde van de inhalator naar beneden te trekken.



- 3 Duw het smalle uiteinde van het medicatiepatroon in de inhalator, totdat u weerstand voelt.



- 4 Duw het patroon op een harde vlakke ondergrond (bijvoorbeeld tafel) volledig in de houder.



- 5 Schuif de onderzijde van de inhalator terug op zijn plaats.

- 6 Hou de Respimat® rechtop met de kap gesloten. Draai het onderste deel (houder) in één beweging tegenwijzerzin in tot u een 'klik' hoort. Open de beschermkap.



- 7 Richt de opening van het mondstuk van u weg. Duw op de ontspanner, zodat het vrijgekomen geneesmiddel in de lucht wordt verstoven.

- 8 De eerste maal komt er nog geen medicatie vrij. Herhaal daarom stap 6 en 7 totdat er duidelijk een wolk medicatie te zien is. Herhaal dit dan nog 3 keer.



- 9 Sluit de bovenste beschermkap. De Respimat® is nu klaar voor gebruik.

2 TECHNIEK

- 1 Ga rechtop zitten.
- 2 Neem de Respimat® stevig vast en draai het onderste deel in één beweging tegenwijzerzin in tot u een 'klik' hoort. De Respimat® is nu geladen.
- 3 Verwijder bovenaan de beschermkap van de inhalator door hem naar achter te klappen. De medicatie staat nu klaar voor gebruik.
- 4 Adem rustig en volledig uit (nooit uitademen in de inhalator).
- 5 Neem het mondstuk in de mond (tussen de tanden) en omsluit het goed met de lippen.
- 6 Buig het hoofd licht achterover.
- 7 Adem langzaam en diep in en druk gelijktijdig bovenaan op de ontspanner. Blijf daarna zo lang mogelijk langzaam verder inademen.
- 8 Hou de adem 5 à 10 seconden in en neem ondertussen de inhalator uit de mond.
- 9 Adem rustig uit langs de mond (nooit uitademen in de inhalator).
- 10 Als u meerdere dosissen moet nemen: herhaal stap 2 tot en met 9.
- 11 Plaats de beschermkap terug op het mondstuk, door hem naar boven te klappen.
- 12 Spoel de mond met water (niet inslikken).

3 AANBEVELINGEN

- Als dit een nieuw apparaat is of als het gedurende twee weken of meer niet gebruikt werd, verstuijf dan eerst twee dosissen in de lucht.
- Bewaar de Respimat® op een droge en koele plaats.
- Adem nooit uit in de Respimat®.
- De Respimat® is leeg als de teller op nul staat. De Respimat® blokkeert automatisch, waardoor hij niet meer geladen kan worden.