



DISKUS

1 TECHNIEK

- 1 Neem een rechthoudende houding aan.
- 2 Open de Diskus®.
- 3 Laad de Diskus® éénmaal door de laadhendel naar achter te brengen. U hoort een "klik".
- 4 Adem rustig en volledig uit (nooit uitademen in de inhalator).
- 5 Neem het mondstuk in de mond (tussen de tanden) en omsluit het goed met de lippen.
- 6 Buig het hoofd licht achterover.
- 7 Adem snel en diep in.
- 8 Houd de adem 5 à 10 seconden in en neem terwijl de inhalator uit de mond.
- 9 Adem rustig uit door de mond.
- 10 Sluit de Diskus® door het mobiele deel naar voor te brengen.
- 11 Spoel de mond met water (niet inslikken).



2 AANBEVELINGEN

- Bewaar de Diskus® op een droge en koele plaats.
- Adem nooit uit in de Diskus®.
- De Diskus® is leeg als de dosisteller op nul staat. Controleer dit tijdig.