

Transport stalen pathologie via klinisch labo AZH – versie 4

1 Doel

Deze procedure beschrijft de voorbereiding van het staaltransport van de stalen pathologie AZH vanuit klinisch labo AZH naar klinisch labo AZT, campus Sint-Jozef.

2 Binnenkomen stalen op het klinisch labo

Alle stalen voor pathologie (uitgezonderd OK stalen) komen binnen op het klinisch labo via buizenpost of worden aangeleverd door de betrokken diensten. Per patiënt zitten de stalen steeds met bijhorende aanvraag in een plastic zakje.

Verse cytologie stalen worden tot het moment van transport in 'koelkast 10 secretariaat' gezet.

Pleuravochten en vochten in spuiten die toekomen op het klinisch labo worden standaard door de secretariaatsmedewerker van het klinisch labo in de koelkast 10 geplaatst.

Bij het aankomen van de koerier/bode van NISO worden de gekoelde stalen samen met een koelelement in een groene transportbak geplaatst. Alle andere stalen mogen rechtstreeks bij binnenkomst op het labo in een groene transportbak worden geplaatst.

Alvorens de transportbakken worden meegegeven, dienen deze te worden afgesloten met een kabelbinder. Indien deze bijna op zijn, graag een mailtje sturen naar secretariaat.pathologie@azturnhout.be of bellen naar het nummer 014/44 44 77 om er nieuwe mee te geven met een volgend transport.

3 Tracering

Tracering van de transportbakken met stalen verloopt zoals beschreven in de procedure "[Tracering stalen pathologie AZH](#)".

4 Transportbakken

De bode van NISO brengt lege bakken mee terug zodat er steeds minstens 4 bakken in het klinisch labo ter beschikking zijn. Moesten hier toch problemen bij optreden, graag binnen de openingsuren (8h00 tem 17h30) bellen naar het labo pathologische anatomie ZNK op het nummer 014/44 44 77. Indien er geen bakken meer zijn ten tijde van transport, worden de stalen bewaard tot 's anderendaags.